



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A



GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX

Mã sản phẩm: GBN-3A
Nhãn hiệu: 3A Medical
Xuất Xứ: Việt Nam
Mã kê khai: KKG-0860-00001

GIƯỜNG BỆNH NHÂN INOX

1. Hình ảnh sản phẩm

❖ Sản phẩm chất lượng bền đẹp thiết kế trang nhã



2. Khuyến khích sử dụng

❖ Giường bệnh nhân Inox 3A

- Thiết kế sang trọng và tinh tế đem lại sự chuyên nghiệp cho các bệnh viện và phòng khám.
- Đặc biệt với giá thành cực kỳ phù hợp. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn về các sản phẩm.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

- Số ĐKKD 0106662476 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 10/10/2014
- Email: baoanhjsc@gmail.com Hotline: 024.32.00.88.00 / 09 3636 2525

3. Mô tả sản phẩm



CẤU HÌNH KỸ THUẬT

- Toàn bộ làm bằng inox SUS 201 không hút từ
 - Kích thước khung giường : Dài 1900 ± 5 mm
+ Rộng 900 ± 5 mm
+ Chiều cao sử dụng giường: 540 ± 5 mm
 - Chiều cao từ mặt đất đến đỉnh cọc màn: 1450 ± 10 mm
 - Khung giường hộp inox 60x30mm;
 - Khung nâng phần đầu giường inox 25x25mm
 - Dát giường bằng inox hộp khoảng cách khe hở giữa các nan 15 - 18mm
 - Thang giường hộp inox 25x25 và 20x20mm
 - Đầu giường ống $\Phi 32$ mm
 - 01 Song ngang đầu giường $\Phi 22$ mm; 05 song đứng $\Phi 15.9$ mm
 - Cọc màn chữ U inox $\Phi 15.9$ mm để treo khăn mặt có 4 móc màn
 - Thanh nâng đầu giường bằng ray
 - Thanh chống inox $\Phi 12.8$ mm
- Kết cấu lắp ráp:** Giường được lắp ráp bằng kết cấu nệm và vỏ nệm rất thuận tiện và chắc chắn không bị dơ bẩn trong quá trình sử dụng
- Tải trọng tối đa của giường 400 kg

❖ Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được tư vấn sản phẩm



Sản phẩm được nhiều người sử dụng



Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi



Đầy đủ tài liệu hướng dẫn sử dụng



Rất vui nếu nhận được thư góp ý của các bạn



Hãy gọi cho chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIẾT BỊ Y TẾ 3A

- Số ĐKKD 0106662476 do Sở KHĐT Tp. Hà Nội cấp ngày 10/10/2014
- Email: baoanhjsc@gmail.com Hotline: 024.32.00.88.00 / 09 3636 2525